


Anticorpo Monoclonal Anti-Eif3E Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60228

Número do item: CM0009258



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eIF3e (EIF3S6/INT6) para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Adequado para estudo de iniciação da tradução e NMD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF3e Rabbit mAb
Observações/Apelidos	INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3646
GeneID	3646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-350 da eIF3e humana (P60228)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60228
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo