


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif3E Para Wb, Elisa - P60228

Número do item: CM0026553



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o eIF3e (INT6, EIF3S6). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo, este anticorpo apoia pesquisas sobre o início da tradução de proteínas e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF3e Rabbit pAb
Observações/Apelido	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3646
GeneID	3646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-445 do eIF3e humano (NP_001559.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P60228
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo