


Anticorpo Policlonal Anti-Eif3G Para Wb, If/Icc, Elisa - 075821

Número do item: CM0030496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o EIF3G humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. O EIF3G é um componente central do complexo do fator de iniciação de tradução eucariótica 3, essencial para a síntese proteica e regulação do ciclo celular. Este anticorpo apresenta reação cruzada com amostras de camundongo e rato, proporcionando utilidade versátil em pesquisas de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3G pAb Coelho
Observações/Apelido	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8666
ID do Gene	8666
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do EIF3G humano (NP_003746.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075821
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo