


Anticorpo Policlonal Anti-Eif3J Para Wb, If/Icc, Elisa - 075822

Número do item: CM0030390



introdução

O EIF3J Rabbit pAb (075822) é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre iniciação da tradução e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3J Rabbit pAb
Observações/Apelido	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8669
ID do Gene	8669
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-258 do EIF3J humano (NP_003749.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075822
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo