


Anti-Eif3K Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubq5

Número do item: CM0025506



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EIF3K, validado para Western blot, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar o início da tradução e a síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3K pAb de Coelho
Observações/Apelido	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27335
GeneID	27335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 do EIF3K humano (NP_037366.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBQ5
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo