


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Eif3L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

Número do item: CM0028040



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-EIF3L validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Componente do complexo de iniciação da tradução eIF-3, envolvido na síntese proteica e proliferação celular. Ideal para uso em IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3L Coelho pAb
Observações/Apelido	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do EIF3L humano (NP_057175.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y262
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de Gelo