


Anticorpo Policloal Anti-Eif3M Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L2H7

Número do item: CM0028126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF3M humano (eIF3m, hFL-B5), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. EIF3M é uma subunidade do complexo eIF-3 essencial para a iniciação da tradução, relevante em pesquisas sobre câncer e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3M Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10480
ID do Gene	10480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-374 da EIF3M humana (NP_006351.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L2H7
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo