

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P60842 / Q14240 / P38919

Número do item: CM0020964



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-eIF4A para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece eIF4A (P60842/Q14240/P38919) de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre iniciação da tradução e RNA helicase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4A Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene	1973/1974/9775
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do eIF4A humano (NP_001407.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Envio	Bolsa de gelo