

Anticorpo Policlonal Anti-Eif4A1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Número do item: CM0028795



introdução

eIF4A1 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a iniciação da tradução e a função da RNA helicase em pesquisa e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Espécie	Humano
ID do Gene	1973 (humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do eIF4A1 humano (NP_001407.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60842
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo