

Anticorpo Monoclonal Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842/Q14240/P38919

Número do item: CM0007538



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado contra EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para estudar a iniciação da tradução e a função da RNA helicase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Observações/Apelido	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EIF4A1, EIF4A2 e EIF4A3 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo