


Anticorpo Policlonado Anti-Eif4A2 Para Wb, Elisa - Q14240

Número do item: CM0025036



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-EIF4A2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de iniciação da tradução e atividade de RNA helicase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1974
GeneID	1974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da EIF4A2 humana (NP_001958.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14240
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo