

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eif4A3 Para Wb, Elisa - P38919

Número do item: CM0025711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao eIF4A3 humano (DDX48/NMP265), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar splicing de mRNA, montagem do EJC e decaimento mediado por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4A3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9775
GeneID	9775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do eIF4A3 humano (NP_055555.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38919
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo