


Anticorpo Policlonal Anti-Eif4B Para Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Número do item: CM0017067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF4B humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta EIF4B humano, de rato e de camundongo; adequado para estudos de iniciação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4B Rabbit pAb
Observações/Apêndice	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1975
GeneID	1975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-611 do EIF4B humano (NP_001408.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23588
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo