


Anticorpo Policlonal Anti-Eif4B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23588

Número do item: CM0026672



introdução

EIF4B Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado ao fator de iniciação da tradução eucariótica 4B humano e de camundongo. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA, ele apoia pesquisas sobre biossíntese de proteínas e mecanismos de controle traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4B Rabbit pAb
Observações/Apelido	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1975
ID do Gene	1975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-611 da EIF4B humana (NP_001408.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23588
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo