

Anticorpo Policlonais Anti-Eif4E Para Wb, If/Icc, Elisa - P06730

Número do item: CM0013290



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF4E humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece o fator de iniciação da tradução de 25 kDa envolvido na ligação à capa do mRNA, exportação nuclear e controle da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4E Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1977
ID do Gene	1977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 da eIF4E humana (NP_001959.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06730
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Saco de gelo