

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif4E [Validado Por Kd] Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Número do item: CM0009466



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra eIF4E humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo, rato e macaco. Ideal para estudos de iniciação da tradução e exportação de mRNA - P06730.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	eIF4E Rabbit mAb [Validado por KD]
Observações/alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
Espécie	Humana
ID do gene	1977
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da eIF4E humana (NP_001959.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato, macaco
SWISS	P06730
Peso da proteína	25 kDa/27 kDa/29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo