

Anticorpo Policlonal Anti-Eif4E2 Para Wb - O60573

Número do item: CM0024764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EIF4E2 humano (4EHP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece Humano, Rato, Rato. Repressor translacional chave envolvido no silenciamento mediado por miRNA e resposta viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4E2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9470
GeneID	9470
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-240 do EIF4E2 humano (NP_004837.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O60573
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo