

Anticorpo Policlonais Anti-Eif4Ebp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Número do item: CM0013131



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF4EBP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Espécie	Humano
ID do Gene	1978
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-118 do eIF4EBP1 humano (NP_004086.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13541
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo