


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eif4Ebp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

Número do item: CM0007479



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-eIF4EBP1 de alta especificidade validado para WB, IF/ICC e ELISA; detecta eIF4EBP1 humano (13 kDa) para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [Validado por KD] eIF4EBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1978
GeneID	1978
Imunogénio	Péptido Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo