


Anticorpo Policlonal Anti-Eif4G1 Para Wb E Elisa - Q04637

Número do item: CM0017349



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF4G1 humano (eIF4G, p220), validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da iniciação da tradução, dos grânulos de estresse e das vias relacionadas à doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4G1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1981
GeneID	1981
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 550-650 de EIF4G1 humano (NP_886553.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04637
Peso da Proteína	175 kDa
Transporte	Bolsa de gelo