


Anticorpo Policlonal Anti-Eif4G1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Número do item: CM0027562



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF4G1 humana (eIF4G, p220), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Ideal para o estudo de iniciação da tradução e vias de resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4G1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1981
ID do Gene	1981
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 de EIF4G1 humana (NP_886553.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q04637
Peso Proteico	175kDa
Envio	Saco de gelo