

Anticorpo Policlonal Anti-Eif4G2/P97 Para Wb, Elisa - P78344

Número do item: CM0014223



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-EIF4G2/p97 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo o fator de iniciação de tradução EIF4G2 (DAP5/p97), 102kDa. Ideal para estudos de tradução mediada por IRES.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4G2/p97 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1982
GeneID	1982
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 750-850 do EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Humano, Camundongo, Rato	
SWISS	P78344
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo