


Anticorpo Policlonal Anti-Eif4G2/P97 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Número do item: CM0028671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-EIF4G2/p97, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisas de iniciação de tradução.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-490 do EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78344
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo