


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Eif5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Número do item: CM0025280



introdução

Este anticorpo policlonico de coelho tem como alvo o EIF5, adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. EIF5 é uma proteína ativadora de GTPase crítica para a função do complexo pré-iniciação 43S na iniciação da tradução de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF5 Rabbit pAb
Observações/Alias	EIF-5; EIF-5A; EIF5
Espécie	Humano
GeneID	1983
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-235 do EIF5 humano (NP_892116.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55010
Peso Proteico	49kDa
Transporte	Saco de gelo