

Anticorpo Policlonar Anti-Eif5A2 Para Wb, Elisa - Q9Gzv4

Número do item: CM0026354

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra EIF5A2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta EIF5A2 de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em tradução e câncer. SWISS: Q9GZV4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF5A2 Rabbit pAb
Observações/Alias	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56648
GeneID	56648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-153 da EIF5A2 humana (NP_065123.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV4
Peso da Proteína	17 kDa
Transporte	Bolsa de gelo