

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Elastina (Eln) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

Número do item: CM0006885

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a elastina humana (ELN), validado para WB, IHC-P e ELISA. Imunógeno recombinante. Ideal para pesquisas sobre matriz extracelular e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-ELN
Observações/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espécie	Humana
GenelD	2006
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-200 da ELN humana (NP_001265868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15502
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Embalagem de gelo