

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Elastina (ELN) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15502

Número do item: CM0007453

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra elastina humana (ELN), validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano e rato. Alvo nos aminoácidos 27-200. Para estudos de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELN mAb de Coelho
Observações/Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espécie	Humano
ID do Gene	2006 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-200 da ELN humana (NP_001265844.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15502
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo