

Anticorpo Policlonal Anti-Elastina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15502

Número do item: CM0021316

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Elastina (ELN) validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA; reage com humano, rato, rato; adequado para pesquisa de matriz extracelular e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELN Rabbit pAb
Observações/Apêndice	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espécie	Humano
GenelD	2006
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-200 da ELN humana (NP_001265868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15502
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Saco de Gelo