

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Elavl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12926

Número do item: CM0030729

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ELAVL2 humano (HuB, HEL-N1), validado em WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência e proteínas de ligação a RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELAVL2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1993
GeneID	1993
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de ELAVL2 humano (NP_004423.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12926
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo