

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elavl3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

Número do item: CM0028986

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ELAVL3 humano (HuC, PLE21). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência sobre diferenciação neuronal e regulação de mRNA. - 40kDa, Q14576.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELAVL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1995
ID do Gene	1995
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 161-260 do ELAVL3 humano (NP_001411.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14576
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo