

Anticorpo Policlonais Anti-Elavl4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26378

Número do item: CM0016464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ELAVL4 (HuD) humano para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurobiologia e síndrome paraneoplásica. Peso molecular previsto: 42 kDa. SWISS P26378.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELAVL4 Rabbit pAb
Observações/Alias	HUD; PNEM; ELAVL4
Espécie	Humano
GeneID	1996
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de ELAVL4 humano (NP_068771.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P26378
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo