

Anticorpo Policlonal Anti-Elf4 Para If/Icc E Elisa - Q99607

Número do item: CM0025948

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ELF4 humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Imunógeno recombinante, com reatividade cruzada com ELF4 humano (UniProt Q99607). Adequado para o estudo da regulação transcricional, imunidade inata e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELF4 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 de ELF4 humano (NP_001412.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99607
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo