


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukw6

Número do item: CM0025159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ELF5, validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de diferenciação epitelial e regulação transcricional. UniProt Q9UKW6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELF5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESE2; ELF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2001
ID do Gene	2001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-150 da ELF5 humana (NP_938195.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKW6
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Saco de Gelo