

Anticorpo Policlonal Anti-Elk1 Para Wb, Elisa - P19419

Número do item: CM0016139



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ELK1 validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a região C-terminal do fator de transcrição de domínio ETS ELK1, envolvido na sinalização MAPK e indução de genes imediatos precoces.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELK1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	ELK1
Espécie	Humano
ID do Gene	2002
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 201-297 do ELK1 humano (NP_005220.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P19419
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo