

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Elk1 Para Wb, Ip, Elisa - P19419

Número do item: CM0003497



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ELK1 validado para WB, IP e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o fator de transcrição Elk-1 do domínio ETS, um mediador chave da sinalização MAPK e da ativação de genes de resposta imediata. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELK1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ELK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2002
ID do Gene	2002
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 329-428 do ELK1 humano (NP_001107595.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19419
Peso da Proteína	45kDa
Transporte	Saco de gelo