


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ELL Para Wb, Elisa - P55199

Número do item: CM0023643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ELL humano (proteína leucêmica rica em lisina eleven-nineteen), validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudar a elongação da RNA polimerase II e a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELL Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEN; ELL1; PPP1R68; C19orf17; ELL
Espécie	Humano
GeneID	8178
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do ELL humano (NP_006523.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55199
Peso Proteico	68kDa

Envio