


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-ELL2 Para Wb E Elisa - 000472

Número do item: CM0024474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ELL2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para investigar o alongamento da RNA polimerase II, a transcrição de snRNA e o processamento de imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRCCAT1; ELL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22936
GeneID	22936
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-292 de ELL2 humana (NP_036213.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O00472
Peso Proteico	72kDa
Envio	