


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Elmo1 Para Wb, Elisa - Q92556

Número do item: CM0013321



introdução

Anticorpo policlonar de coelho de alta qualidade direcionado ao ELMO1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de fagocitose, motilidade celular e sinalização DOCK-GEF/RAC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELMO1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9844
GeneID	9844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 527-727 do ELMO1 humano (NP_055615.8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92556
Peso da Proteína	84kDa
Transporte	Bolsa de gelo