

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elmo2 Para Wb, Elisa - Q96Jj3

Número do item: CM0015538



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ELMO2 humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de fagocitose, motilidade celular e ingestão. Imunogeno: proteína de fusão recombinante (aa 42-120).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ELMO2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 63916                                                                                                                     |
| Imunogeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-120 de ELMO2 humana (NP_877496.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q96Jj3                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 83kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |