

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elmo3 Para Wb, Elisa - Q96Bj8

Número do item: CM0025641

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ELMO3 humano validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. O alvo é uma proteína de fagocitose e motilidade celular envolvida em rearranjos do citoesqueleto. Ideal para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELMO3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79767
GeneID	79767
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 504-773 da ELMO3 humana (NP_078988.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Bj8
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo