

Anticorpo Policlonal Anti-Elmod2 Para Wb, Elisa - Q8Iz81

Número do item: CM0030159

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ELMOD2 para WB e ELISA. Detecta ELMOD2 humano e de rato (35kDa), uma proteína ativadora de GTPase envolvida na defesa antiviral e na atividade GAP da família Arf. Ideal para pesquisa em imunologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELMOD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	9830169G11Rik; ELMOD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	255520
GeneID	255520
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do ELMOD2 de rato (Q8BGF6).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IZ81
Peso Proteico	35kDa
Envio	Em saco de gelo