

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-ELN (Elastina) Para Ihc-P, Elisa - P15502

Número do item: CM0017984

introdução

A CamelBio oferece Anti-ELN (Elastina) pAb de coelho, validado para IHC-P e ELISA. Tem como alvo a elastina humana (UniProt P15502), uma proteína secretada da matriz extracelular de 68 kDa. Ideal para pesquisa em tecidos cardiovasculares e conjuntivos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb anti-ELN de coelho
Observações/Apelidos	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2006
GeneID	2006
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 da ELN humana (P15502).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15502
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo