

Anticorpo Policlonal Anti-Elongina-A2 (Tceb3B) Para Wb, Elisa - Q8lyf1

Número do item: CM0028203

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Elongina-A2 (TCEB3B) para WB & ELISA. Reage com humano, rato, rato. Para pesquisa de elongação da transcrição e testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCEB3B pAb de Coelho
Observações/Apelido	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
Espécie	Humano
ID do Gene	51224
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 534-753 do TCEB3B humano (NP_057511.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	Q8IYF1
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de Gelo