

Anticorpo Policlonal Anti-Elovl2 Para Wb, Elisa - Q9Nxb9

Número do item: CM0018829

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ELOVL2 humano, uma elongase de ácidos graxos de cadeia muito longa. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELOVL2 Coelho pAb
Observações/Apelido	SSC2; ELOVL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 247-296 do ELOVL2 humano (NP_060240.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NXB9
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo