

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elovl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9GZr5

Número do item: CM0027697

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ELOVL4 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o alongamento de ácidos graxos de cadeia muito longa e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELOVL4 pAb de Coelho
Observações/Alias	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6785
GeneID	6785
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ELOVL4 humano (NP_073563.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZR5
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo