

Anticorpo Policlonal Anti-Elovl5 Para Wb E Elisa - Q9Nyp7

Número do item: CM0023683

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ELOVL5 humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a elongase 5 de ácidos graxos de cadeia muito longa, envolvida no metabolismo lipídico e ligada à ataxia espinocerebelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELOVL5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HELO1; SCA38; dj483K16.1; ELOVL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60481
GeneID	60481
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 247-326 do ELOVL5 humano (NP_001229757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYP7
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo