

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elp2 Para Wb, Elisa - Q6Ia86

Número do item: CM0016562



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ELP2 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre o complexo elongador e a modificação de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ELP2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	StIP; MRT58; SHINC-2; STATIP1; ELP2
Espécie	Humano
ID do gene	55250
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-600 de ELP2 humano (NP_001229808.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q6IA86
Peso da proteína	93 kDa
Envio	Em bolsa de gelo