

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Elp3 (Kat9) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Número do item: CM0026225



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao KAT9/ELP3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta a proteína 3 do complexo elongator, uma acetiltransferase de tRNA associada à neurodegeneração e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT9/Elp3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KAT9; KAT9/Elp3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55140
ID do Gene	55140
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9T3
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo