

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Elp5 Para Wb E Elisa - Q8Te02

Número do item: CM0024464

introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho anti-ELP5 validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Tem como alvo a proteína 5 do complexo elongator envolvida na modificação de tRNA e migração celular. Ideal para estudos de regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELP5 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	DERP6; MST071; HSPC002; MSTP071; C17orf81; ELP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23587
GeneID	23587
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-316 da ELP5 humana (NP_056177.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TE02
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo