

Anticorpo Policlonal Anti-Elspbp1 Para Wb, If-P, Elisa - Q96Bh3

Número do item: CM0022096

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ELSPBP1 humano (E12, HE12). Validado para WB, IF-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta a proteína secretada de ligação aos espermatozoides do epidídimo, envolvida na fertilização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ELSPBP1 Rabbit pAb
Observações/alias	E12; HE12; EL149; EDDM12; ELSPBP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64100
GeneID	64100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-223 da ELSPBP1 humana (NP_071425.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q96BH3
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo